

Same-Day-Dentistry mit der vhf R5

„Unübertroffen in Geschwindigkeit, Präzision und Komfort“



Dr. Miguel Stanley ist der klinische Leiter der White Clinic in Lissabon, die er vor rund 20 Jahren gegründet hat. Als leidenschaftlicher Verfechter einer qualitativ hochwertigen zahnmedizinischen Versorgung konzentriert er sich mit seinem Team unter Verwendung modernster Technologie auf die Wiederherstellung eines schönen Lächelns. Dr. Stanley ist auch der Initiator des ersten National Geographic Dokumentarfilms über Zahnmedizin. Er wurde im Jahr 2020 von seinen Kollegen zu einem der 100 besten Zahnärzte der Welt ernannt. Des Weiteren ist er Vizepräsident der Digital Dentistry Society und als Adjunct Professor für restaurative und präventive Zahnmedizin an der University of Pennsylvania School of Dental Medicine tätig. Im Folgenden erläutert Dr. Miguel Stanley die Erfahrungen, die er und sein Team mit der Dentalfräsmaschine R5 von vhf gemacht haben.

„In der White Clinic in Lissabon geben wir uns nicht mit dem Status quo zufrieden. Deshalb arbeiten wir jeden Tag daran, Zeit, Energie und Ressourcen sinnvoller zu nutzen und unsere Abläufe so zu gestalten, dass sie für unsere Patienten besser, schneller und kostengünstiger sind. Wir arbeiten mit den innovativsten Technologien und folgen einem 100 % digitalen Arbeitsablauf, der sicherstellt, dass unsere Patienten das beste Ergebnis erhalten – wenn möglich, innerhalb eines Besuchs. Deshalb ist die R5 von vhf für uns die perfekte Lösung für die Erstellung von Restaurationen.“

Alles begann, als wir eine zuverlässige Fräsmaschine für eine Zahnbehandlung brauchten, die wir für eine National Geographic-Dokumentation durchführten. Wir haben uns für eine Maschine von vhf entschieden. In diesem Fall haben wir zwölf einzelne Glaskeramik-Kronen aus Lithium-Disilikat gefräst und die Ergebnisse waren einfach verblüffend: Wenn wir über Präzision und Geschwindigkeit sprechen, ist diese Fräsmaschine unübertroffen. Ich war wirklich beeindruckt von der Passform und der Oberflächenqualität der Restaurationen, als ich zum ersten Mal mit der R5 gearbeitet habe. In unserer Klinik setzen wir die Maschine mittlerweile für das gesamte Indikationsspektrum ein: von ästhetischen Komposit-Restaurationen, keramischen Veneers und Kronen bis hin zu festsitzenden implantatgetragenen Zahnersatz und Restaurationen auf mehreren Implantaten.

Aufgrund des hohen Automatisierungsgrades sparen wir wertvolle Zeit. Mein Team profitiert von der Bestückung des zehnfachen Rondenwechslers mit nur einer Hand und kann mit der Direct-CleanTechnology schnell und mühelos zwischen Nass- und Trockenbearbeitung wechseln. Außerdem spart es Arbeitszeit durch Ionisatoren, die aktive Reinigung des Arbeitsraums und eine intelligente Trocknungsfunktion. Mit der R5 können wir von Ronden über Blöcke bis hin zu vorgefertigten Abutments alles bearbeiten. Das ist echte Same-Day-Dentistry: Patientenlösungen an einem Tag. Ein weiteres großes Plus ist der hervorragende vhf-Service, der unsere Produktivität maximiert. Dadurch sparen wir Zeit und manuelle Arbeit und können uns voll auf die Patientenversorgung konzentrieren. Echte Unabhängigkeit ist eine weitere großartige Eigenschaft der R5. Sie fräst buchstäblich jedes Material, einschließlich Titan und Kobalt-Chrom, und sie ist sehr benutzerfreundlich. Wir glauben, dass es in der Zahnmedizin auch in Zukunft um diese Offenheit geht und die R5 arbeitet mit jedem Produkt, jeder STL-Datei und jeder dentalen Designsoftware – das ist völlige Freiheit. Wir haben in die R5 investiert und ich kann sagen, dass sie unsere Praxis auf das nächste Level gebracht hat – aus diesem Grund kann ich die R5 jedem Zahnarzt empfehlen.“



Dr. Miguel Stanley

Dr. Miguel Stanley ist der klinische Leiter der vor 20 Jahren gegründeten White Clinic mit Sitz in Lissabon, Portugal. Mit seinem Know-how in Implantologie, kosmetischer Zahnheilkunde und funktioneller Okklusion umfasst sein Ansatz der Advanced Biological Comprehensive Dentistry den gesamten Aktionsradius der modernen Zahnheilkunde. Er hat bereits über 200 Vorträge in mehr als 50 Ländern gehalten.

Kontakt:

*Dr. Miguel Stanley, DDS
White Clinic
Rua Dr. António Loureiro Borges,
Edif. 5, 1º Andar Arquiparque;
1495-131 Algés
PRT-Lissabon
scientificdepartment@whiteclinic.pt*

*vhf camufacture AG
Lettenstraße 10
D-72119 Ammerbuch
www.vhf.de*